用牛顿环干涉测透镜曲率半径

【实验目的】

- 1. 掌握用牛顿环测定透镜曲率半径的方法:
- 2. 通过实验加深对等厚干涉原理的理解;

【仪器和用具】

牛顿环、钠光灯、读数显微镜(带 45°反光玻璃片)

【实验内容与步骤】

- 1. 调整测量装置
- (1) 用钠光灯照射到 45° 玻璃片 G 上,使一部分光由 G 反射进入牛顿环仪,调节玻璃片 G,使显微镜视场中亮度最大。
- (2)调节读数显微镜的目镜,使看到的叉丝最为清晰,十字准线中的一条线与标尺平 行,即与镜筒移动方向平行;调节其物镜使看到的环纹尽可能清晰,并与显微镜的测量叉 丝之间无视差。
 - 2. 测量牛顿环的直径
 - (1)转动读数鼓轮,观察十字准线从中央缓慢向左(或向右)移至(m+1)环。
 - (2) 反方向自(m+1) 环向右(或向左)移动,使十字竖线依次与 m、(m-1)、(m-2)、(m-3)、。。、(m-2n+1) 环外侧相切,并记录读数。
- (3)继续转动读数鼓轮,越过干涉圆环中心,记录十字准线与右边(或左边)第(m-2n+1)、(m-2n+2)、(m-2n+3)、。。。(m-1)、m环外切时的读数。
 - (4) 用逐差法处理数据,求出直径平方差的平均值 $\overline{D_m^2-D_n^2}$, 计算透镜的曲率半径 R。

【注意事项】

为了防止空程差,每次测量时,鼓轮应沿着同一个方向旋转,不得中途反向。

【思考与拓展】

- 1. 用牛顿环装置能否测量曲率大的平凸透镜的曲率半径? 为什么?
- 2. 若用白光照射产生牛顿环, 其颜色的顺序是怎样的? 为什么?
- 3. 牛顿环干涉条纹一定会成为圆环形状吗? 其形成的干涉条纹定域在何处?
- 4. 从牛顿环仪透射出到环底的光能形成干涉条纹吗?如果能形成干涉环,则与反射光形成的条纹有何不同?
 - 5. 实验中为什么要测牛顿环直径,而不测其半径?